

Поликлональное Антитело Против Cartpt Для Ihc-P, Elisa - Q16568

Артикул: CM0021328



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CARTPT (CART) для применений ИHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Вещество целевого белка 13 кДа. SWISS: Q16568.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CARTPT Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	CART; CARTPT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9607
GeneID	9607
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CARTPT (NP_004282.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16568
Молекулярная масса белка	13 кДа
Доставка	В пакете со льдом