


Кроличья Моноклональная Антитела Против Cas9 Для Wb, Ифа — Q99Zw2

Артикул: CM0004241



введение

Кроличья моноклональная антитела против Cas9 (SpCas9), валидированная для вестерн-блоттинга и ИФА. Иммуноген охватывает аминокислоты 450–730 Cas9 *S. pyogenes*. Предсказана перекрестная реактивность с человеческими и другими видами. Идеально подходит для исследований в области CRISPR и разработки диагностических тест-систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная антитела кролика против Cas9
Примечания/Альтернативные названия	CAS9; Cas9
Вид	Staphylococcus aureus
ID гена (человек)	CAS9
ID гена	901176
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-730 Cas9 штамма m1 Streptococcus pyogenes. (NP_269215.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, другие виды (предсказана широкая специфичность)
SWISS	Q99ZW2
Молекулярная масса белка	158 кДа
Доставка	Холодовой пакет