


Моноклональное Кроличье Антитело Против Cas9 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q99Zw2

Артикул: CM0010898



введение

Моноклональное кроличье антитело против Cas9, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Распознаёт Cas9 *Streptococcus pyogenes* (Q99ZW2), предположительно перекрёстно реагирует с белком человека и других видов. Идеально подходит для исследований CRISPR и разработки диагностических систем.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб Cas9
Примечания/синоним	CAS9
Вид	<i>Streptococcus pyogenes</i>
GeneID	901176
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450–730 M1 GAS CAS9 <i>Streptococcus pyogenes</i> (NP_269215.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, другие виды (широкий спектр, прогнозируемый)
SWISS	Q99ZW2
Молекулярная масса белка	158 кДа
Условия транспортировки	Хладопакет