

Моноклональное Антитело Против Casein Kinase 1 Alpha (Csnk1A1) Для Wb, Ihc-P, Elisa — P48729

Артикул: CM0011463



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческой Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA; обладает перекрёстной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt, клеточного цикла и киназ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1)
Примечания/синонимы	CK1; CK1a; CKIa; HLCDGP1; PRO2975; HEL-S-77p; Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1)
Вид	Человек
GeneID (человек)	1452
GeneID	1452
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 238-337 человеческой Casein Kinase 1 alpha (CSNK1A1) (P48729).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P48729
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом