

Поликлональное Антитело Против Казеинкиназы 1 Альфа (Csnk1A1) Для Вестерн-Блоттинга — P48729

Артикул: CM0019836



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому CSNK1A1, подходит для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы при изучении сигнального пути Wnt и киназной активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Казеинкиназа 1 альфа (CSNK1A1) кроличье поликлональное антитело, pAb
Примечания/Алиасы	CK1, CK1a, CKIa, HLCDGP1, PRO2975, HEL-S-77p
Вид	Человек
ID гена (человек)	1452
ID гена	1452
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 238-337 человеческой казеинкиназы 1 альфа (CSNK1A1) (NP_001883.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48729
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с