

Кроличья Поликлональная Антисыворотка Против Casein Kinase 2 Alpha (Csnk2A1) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P68400

Артикул: CM0013901



введение

Кроличья поликлональная антисыворотка против Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1), валидированная для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеальна для изучения клеточного цикла, апоптоза и регуляции транскрипции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антисыворотка против Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Примечания/Альтернативные названия	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCND5; Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	1457
Gene ID	1457
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-391 человеческого Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) (NP_001886.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P68400
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом