

Кроличья Поликлональная Антитело Против Альфа-Субъединицы Казеинкиназы 2 (Csnk2A1) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P68400

Артикул: CM0023583



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческой альфа-субъединицы казеинкиназы 2 (CSNK2A1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для изучения клеточного цикла, апоптоза, транскрипции и реакции на повреждение ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1) Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CKII; Cka1; Cka2; CK2A1; OCNDS; Casein Kinase 2 alpha (CSNK2A1)
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1457
ID гена	1457
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-391 человеческой альфа-субъединицы казеинкиназы 2 (CSNK2A1) (NP_001886.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P68400
Молекулярный вес белка	45кДа
Доставка	С ледяным пакетом