

Рекомбинантное Моноклональное Антитело Кролика К Бета-Субъединице Казеин-Киназы 2 (Csnk2B) Для Wb, If/Icc, Elisa — P67870

Артикул: CM0008266



введение

Валидированное рекомбинантное моноклональное антитело кролика против бета-субъединицы казеин-киназы 2 человека (CSNK2B), подходящее для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения сигнальных путей киназ, инфекции EBV и механизмов нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	МАТ кролика к бета-субъединице казеин-киназы 2 (CSNK2B)
Примечания/синонимы	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; бета-субъединица казеин-киназы 2 (CSNK2B)
Вид	Человек
GeneID (человек)	1460
GeneID	1460
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 101-215 бета-субъединицы казеин-киназы 2 человека (CSNK2B) (CSNK2B) (P67870).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P67870
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	Хладоэлемент