

Кроличыи Поликлональные Антитела К Казеинкиназе 2 Бета (Csnk2B) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P67870

Артикул: CM0022947



введение

Кроличыи поликлональные антитела к казеинкиназе 2 бета (CSNK2B) человека, валидированные для методов WB, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагируют с мышами и крысами. Идеально подходят для изучения передачи сигналов CK2, Wnt-пути и исследования инфекции ВЭБ (EBV).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к казеинкиназе 2 бета (CSNK2B)
Примечания/Синонимы	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS
Вид	Человек
ID гена (человек)	1460
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-215 казеинкиназы 2 бета человека (CSNK2B) (NP_001311.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P67870
Молекулярная масса белка	25 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (пакет со льдом)