

Анти-Cask Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa - O14936

Артикул: CM0021181



введение

Кроличий поликлональный антитело (pAb) против CASK, полученное с использованием рекомбинантного человек белка CASK (а.о. 1-300). Для WB, IF/ICC, ELISA. Идеально подходит для исследований белков синаптического каркаса и киназной сигнализации. Реагирует с человеческим белком. UniProt: O14936.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CASK кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	CMG; FGS4; LIN2; TNRC8; hCASK; CAGH39; CAMGUK; MICPCH; MRXSNA; CASK
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8573
GeneID	8573
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14936
Молекулярный вес белка	105кДа
Доставка	Сумка-холодильник