

Кроличья Поликлональная Антитело Против Casp8Ap2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ukl3

Артикул: CM0017406



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CASP8AP2 (FLASH), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческим белком. Нацелено на аминокислоты 1733–1982. Идеально для изучения TNF-индуцированной активации NF-κB, апоптоза и процессинга гистоновой мРНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CASP8AP2
Примечания/Альтернативные названия	CED-4; FLASH; RIP25; CASP8AP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9994
GeneID	9994
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1733-1982 человеческого CASP8AP2 (NP_036247.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UKL3
Молекулярная масса белка	223 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом