


Поликлональное Кроличье Антитело Против Каспазы-1 Для Wb, If-P, Elisa - P29466

Артикул: CM0022083



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческой каспазы-1 (ICE, IL1BC). Валидировано для WB, IF-P, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований воспаления, пироптоза и процессинга IL-1 β .

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против каспазы-1
Примечания/синонимы	ICE; P45; IL1BC
Вид	Человек
GeneID (человек)	834
GeneID	834
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 120–297 человеческой каспазы-1 (NP_150634.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P29466
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом