


Кроличья Поликлональная Антитела Против Caspase-1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P29466

Артикул: CM0016000



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий Caspase-1, валидированные для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Идеальны для исследований воспалительных путей и пироптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Caspase-1 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ICE; P45; IL1BC; Caspase-1
Вид	Человек
ID гена	834
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 201-300 человеческого Caspase-1 (NP_150634.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P29466
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом