

Моноклональное Антитело Против Каспазы-14 Для Вестерн-Блота И Ифа — P31944

Артикул: CM0004814

введение

Валидированное для Вестерн-блота и иммуноферментного анализа, это кроличье моноклональное антитело к каспазе-14 распознает мишени человека, мыши и крысы, что поддерживает исследования эпидермальной дифференцировки, ороговения и функции кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к каспазе-14
Примечания/псевдонимы	ARCI12; Caspase-14
Вид мишени	Человек
GeneID (человек)	23581
GeneID	23581
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 100-200 человеческой каспазы-14 (P31944).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31944
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Сумка-холодильник