

Поликлональные Антитела Против Caspase-14 Для Wb, Elisa - P31944

Артикул: CM0027597

введение

Кроличьи поликлональные антитела против Caspase-14, валидированные для WB и ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными белками. Идеально подходят для изучения эпидермальной дифференцировки и апоптоза кератиноцитов. Молекулярная масса белка 28 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Caspase-14 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	ARC112; Caspase-14
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23581
ID гена	23581
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-242 человеческого Caspase-14 (NP_036246.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31944
Молекулярная масса белка	28kDa
Доставка	Сумка со льдом