


## Моноклональное Антитело Против Caspase-2 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P42575

Артикул: CM0004574



### введение

Кроличье моноклональное антитело к Caspase-2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ELISA на образцах человека. Детектирует профермент 51 кДа. Ключевой регулятор апоптоза через комплекс PIDDosome. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье mAb к Caspase-2                                                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; Caspase-2                                                                                                            |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                    |
| GeneID (Человек)                   | 835                                                                                                                                                        |
| GeneID                             | 835                                                                                                                                                        |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 334-452 человеческого Caspase-2 (P29594). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                     |
| Категория                          | Моноклональные антитела                                                                                                                                    |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ELISA                                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность          | Человек                                                                                                                                                    |
| SWISS                              | P42575                                                                                                                                                     |
| Молекулярная масса белка           | 51 кДа                                                                                                                                                     |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                                          |