


Анти-Caspase-2 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P42575

Артикул: CM0028584



введение

Поликлональные кроличьи антитела к Caspase-2, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Реагируют с образцами человека, мыши и крысы и обнаруживают белок Caspase-2 с молекулярной массой 51 кДа. Подходят для исследований апоптоза и пути PIDosome.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Caspase-2 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	ICH1; NEDD2; CASP-2; NEDD-2; PPP1R57; Caspase-2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	835
ID гена	835
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 153-452 человеческого Caspase-2 (NP_116764.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42575
Молекулярный вес белка	51кДа
Доставка	Сумка со льдом