


Моноклональное Антитело Против Каспазы-3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P42574

Артикул: CM0003942



введение

Валидированное на нокауте кроличье моноклональное антитело, направленное против каспазы-3, ключевой эффекторной каспазы в апоптозе. Подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА в образцах человека и мыши. Идеально подходит для исследований апоптоза и гибели клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] Каспаза-3 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	836
ID гена	836
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-175 человеческой каспазы-3 (P42574)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P42574
Молекулярный вес белка	32 кДа
Доставка	Сумка со льдом