


Моноклональное Антитело Против Каспазы-3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P42574

Артикул: CM0003752



введение

Мышиное моноклональное антитело против каспазы-3, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), специфичное к человеческой и мышиной каспазе-3.

Идеально подходит для анализа пути апоптоза, обнаружения расщепленной каспазы-3 и исследований запрограммированной клеточной гибели.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Каспаза-3 мышиное мАт (Caspase-3 Mouse mAb)
Примечания/Псевдонимы	CPP32; SCA-1; CPP32B; Caspase-3
ID гена (Человек)	836
ID гена	836
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55-160 человеческой каспазы-3 (P42574).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P42574
Молекулярный вес белка	32кДа
Доставка	В ледяном пакете