


Поликлональные Антитела Против Каспазы-3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - P42574

Артикул: CM0024244



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческой каспазы-3, подходящие для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения апоптоза и эффекторных каспаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Каспаза-3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	CPP32; SCA-1; CPP32B; -3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	836
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 55-160 человеческой каспазы-3 (NP_004337.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P42574
Молекулярный вес белка	32 кДа
Доставка	В ледяном пакете