


Кроличье Моноклональное Антитело К Caspase-3 Для Wb, IHC-P, Elisa - P42574

Артикул: CM0003138



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческой каспазе-3 (SWISS P42574) для исследований апоптоза. Валидировано в методах WB, IHC-P, ELISA с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Выявляет полосу 32 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Caspase-3
Примечания/Синонимы	CPP32; SCA-1; CPP32B
Вид	Человек
Идентификатор гена	836 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 176-277 человеческой каспазы-3 (NP_004337.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P42574
Молекулярная масса	32 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом