


Поликлональное Кроличье Антитело Против Каспазы-6 Для Wb, Elisa — P55212

Артикул: CM0020029



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческой каспазы-6 (SWISS P55212). Валидировано для WB и ELISA с перекрёстной реактивностью с человеческим и мышинным белками. Незаменимо для исследований апоптоза, дегенерации аксонов и врождённого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против каспазы-6
Примечания/синонимы	MCH2, CSP-6, каспаза-6, Caspase-6
Вид	Человек
GeneID (человек)	839
Идентификатор гена	839
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 194–293 человеческой каспазы-6 (NP_001217.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P55212
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент