


Поликлональные Антитела Кролика К Каспазе-7 Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa — P55210

Артикул: CM0016625



введение

Поликлональные антитела кролика к каспазе-7, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагируют с каспазой-7 человека, мыши и крысы. Специфичны к белку каспазе-7 человека для исследований апоптоза и клеточной гибели.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Caspase-7 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	МСНЗ; CMH-1; LICE2; CASP-7; ICE-LAP3; Caspase-7
Вид	Человек
ID гена (человек)	840
ID гена	840
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 150-250 каспазы-7 человека (NP_001218.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55210
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Хладоэлемент