

Кроличыи Моноклональные Антитела К Caspase-8 Для Wb, Ip, If/Icc, Elisa - O89110

Артикул: CM0009034

введение

Кроличыи моноклональные антитела к Caspase-8 для мыши, валидированные в WB, IP, IF/ICC и ELISA. Нацелены на ключевой инициатор апоптоза (UniProt O89110) для исследований гибели клеток и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Caspase-8 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspase-8
Вид	Мышь
GenelD (Человек)	841
GenelD	12370
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-218 мышиногo Caspase 8 (NP_033942.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O89110
Молекулярный вес белка	55 кДа
Доставка	Сумка со льдом