


## Поликлональное Антитело Против Каспазы-9 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P55211

Артикул: CM0019252



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к каспазе-9 для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы; выявляет белок размером 46 кДа. Идеально подходит для исследований апоптоза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                     | Значение                                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта            | Кроличье pAb к каспазе-9                                                                                                                           |
| Примечания/синонимы          | MCH6; APAF3; APAF-3; PPP1R56; ICE-LAP6; Caspase-9                                                                                                  |
| Вид                          | Человек                                                                                                                                            |
| Идентификатор гена (человек) | 842                                                                                                                                                |
| Идентификатор гена           | 842                                                                                                                                                |
| Иммуноген                    | Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 139–416 каспазы-9 (NP_001220.2). |
| Источник                     | Кролик                                                                                                                                             |
| Категория                    | Поликлональные антитела                                                                                                                            |
| Применение                   | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                           |
| Перекрёстная реактивность    | Человек, мышь, крыса                                                                                                                               |
| SWISS                        | P55211                                                                                                                                             |
| Молекулярная масса белка     | 46 кДа                                                                                                                                             |
| Условия транспортировки      | Пакет со льдом                                                                                                                                     |