

Анти-Caspr1 Кроличье Моноклональное Антитело Для Wb И Elisa - P78357

Артикул: CM0011302

введение

Высококачественное анти-Caspr1 кроличье моноклональное антитело для WB и ELISA, нацеленное на человеческий CNTNAP1. Валидировано для изучения паранодальных соединений и миелинизации в тканях мозга. 156 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Caspr1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CHN3; P190; CASPR; NRXN4; CNTNAP; Caspr1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8506
GeneID	8506
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 700-800 человеческого Caspr1 (P78357).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек
SWISS	P78357
Молекулярная масса белка	156кДа
Доставка	Ледяной пакет