

Кроличья Поликлональная Антитело Против Casq2 Для Вб, Игс-П, Ифа - O14958

Артикул: CM0020101



введение

Кроличья поликлональная антитела к человеческому CASQ2 (Кальсеквестрин-2), валидированная для ВБ, ИГС-П, ИФА. Перекрестно реагирует с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований возбуждительно-контракционного сопряжения в сердце и кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CASQ2 кроличья пАб
Примечания/алиасы	PDIB2; CASQ2
Вид	Человек
ID гена (человек)	845
ID гена	845
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот от 20 до 399 человеческого CASQ2 (NP_001223.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГС-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O14958
Молекулярная масса белка	46 кДа
Доставка	Айс-пак