

Кроличья Моноклональная Антитела К Casr (Рецептор, Чувствительный К Внеклеточному Кальцию) Для Вб, If-P, Ihc-P, Ифа — P41180

Артикул: CM0007936



введение

Кроличья моноклональная антитела к CaSR, валидированная для ВБ, IF-P, IHC-P, ИФА; реагирует с человеком, мышью, крысой. Идеально подходит для исследования сигналинга кальция и гомеостаза. UniProt P41180.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	Моноклональная антитела кролика к CaSR
Примечания/алиасы	CAR; FHH; FIH; HNC; EIG8; HNC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1
Вид	Человек
ID гена (человек)	846
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 211-310 человеческого CaSR (NP_000379.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41180
Молекулярная масса белка	121 кДа
Доставка	Хладоэлемент