

Поликлональное Антитело Против Casr Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P41180

Артикул: CM0018461



введение

Кроличье поликлональное антитело (PAb) против CASR, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Определяет CASR человека, мыши, крысы. Нацелено на CASR человека (P41180). Подходит для исследований кальциевого гомеостаза, почек и паращитовидных желез.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CASR
Примечания/Альтернативные названия	CAR; FHH; FHN; HNC; EIG8; HNC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOC1; CASR
Вид	Человек
GeneID (Человек)	846
GeneID	846
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 180-536 CASR человека (NP_000379.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P41180
Молекулярная масса белка	121 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом