

Поликлональные Антитела Кролика Против Cast Для Вб, Игг-Ф, Ифа — P20810

Артикул: CM0023328

введение

Поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческий CAST (Кальпастатин) для Вестерн-блота, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА. Рекомбинантный иммуноген, подтвержденная реактивность с человеческими образцами. Поддерживает исследования ингибирования кальпайна и мышечных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CAST Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	BS-17; PLACK; CAST
Вид	Человек
GeneID (человек)	831
GeneID	831
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-350 человеческого CAST (NP_001177371.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-Ф, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P20810
Молекулярная масса белка	77 кДа
Доставка	Холодильный пакет