


Моноклональное Антитело Против Каталазы Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P04040

Артикул: CM0002159



введение

Кроличье моноклональное антитело против каталазы (P04040), валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на пероксисомальную каталазу — антиоксидантный фермент, расщепляющий перекись водорода. Идеально для исследований окислительного стресса и роста клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье моноклональное антитело против каталазы
Примечания/Альтернативные названия	CAT; каталаза; Catalase
Вид	Человек
ID гена (Человек)	847
ID гена	847
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческой каталазы (P04040).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04040
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом