


Поликлональное Антитело Против Каталазы Для Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P04040

Артикул: CM0017375



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческой каталазы (CAT), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с человеческой, мышинной и крысиной каталазой. Антитело произведено у кроликов и поставляется в охлажденном виде. Подходит для исследований окислительного стресса и пероксисом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против каталазы
Примечания/алиасы	CAT; каталаза; MGC138422; MGC138424; Catalase
Вид	Человек
ID гена (человек)	847
ID гена	847
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-225 человеческой каталазы (NP_001743.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P04040
Молекулярная масса белка	60 кДа
Доставка	С ледяным пакетом