


Поликлональное Кроличье Антитело К Каталазе Для Wb И Elisa - P04040

Артикул: CM0013189



введение

Поликлональное кроличье антитело к каталазе (CAT), валидированное для WB и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований окислительного стресса и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к каталазе
Примечания/синонимы	CAT; catalase; MGC138422; MGC138424; Catalase
Вид	Человек
GeneID (человек)	847
GeneID	847
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-225 человеческой каталазы (NP_001743.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P04040
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом