

Анти-Катенин Альфа-2 (Ctnna2) Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26232

Артикул: CM0014855



введение

Кроличья поликлональное антитело к катенину альфа-2 (CTNNA2), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Распознает аминокислоты 167-290. Для изучения нейрональной адгезии и развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CTNNA2 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	CAPR; CTNR; CAP-R; CT114; CDCBM9; CTNNA2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1496
GeneID	1496
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 167-290 человеческого CTNNA2 (NP_001269526.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P26232
Молекулярный вес белка	105 кДа
Доставка	С ледяным пакетом