


Поликлональные Антитела Против Катепсина В Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07858

Артикул: CM0012877



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого катепсина В, подходящие для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований в области биологии протеаз и метастазирования рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cathepsin B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	KWE; APPS; CPSB; RECEUP; Cathepsin B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1508
GeneID	1508
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-339 человеческого катепсина В (NP_001899.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07858
Молекулярный вес белка	38kDa
Доставка	Сумка со льдом