


Поликлональное Антитело Против Катепсина D Для Wb, IHC-P, Elisa - P07339

Артикул: CM0013394



введение

Поликлональное антитело кролика против катепсина D человека (CTSD, CPSD). Валидировано для WB, IHC-P и ELISA; демонстрирует перекрёстную реактивность с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований лизосомального протеолиза, болезни Альцгеймера и рака молочной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cathepsin D Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CPSD, CLN10, HEL-S-130P, Cathepsin D
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1509
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-249 катепсина D человека (NP_001900.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07339
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом