


Анти-Катепсин D Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P07339

Артикул: CM0002899



введение

Кроличий моноклональный антитело, направленное против человеческого катепсина D (P07339), валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает человеческий и мышинный катепсин D, лизосомальную аспарагиновую протеазу, участвующую в развитии рака молочной железы и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Cathepsin D Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CP5D; CLN10; HEL-S-130P; Cathepsin D
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1509
ID гена	1509
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P07339
Молекулярный вес белка	45kDa
Доставка	Сумка со льдом