


Кроличыи Поликлональные Антитела К Катепсину D Для Wb, Elisa - P07339

Артикул: CM0015747



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого Катепсина D, подходящие для методов WB и ELISA. Распознают Катепсин D человека и мыши. Применимы в исследованиях деградации белков, болезни Альцгеймера и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к Катепсину D
Примечания/Синонимы	CPSD; CLN10; HEL-S-130P; Катепсин D
Вид	Человек
GeneID (человек)	1509
GeneID	1509
Иммуноген	Рекомбинантный белок — рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 65-412 человеческого Катепсина D (NP_001900.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P07339
Молекулярная масса белка	45 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет