


## Кроличыи Поликлональные Антитела К Катепсину Е (Ctse) Для Wb, Ihc-P, Elisa - P14091

Артикул: CM0025433



### введение

Кроличыи поликлональные антитела к катепсину Е (CTSE), валидированные для методов WB, IHC-P, ELISA, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально подходят для изучения иммунной функции, процессинга антигенов и нейродегенерации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                               |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличыи поликлональные антитела к катепсину Е (CTSE)                                                                                  |
| Примечания/Синонимы       | CATE; Катепсин Е (CTSE)                                                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                |
| ID гена (человек)         | 1510                                                                                                                                   |
| ID гена                   | 1510                                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 132-244 катепсина Е человека (CTSE) (P14091) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                                   |
| SWISS                     | P14091                                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 43 кДа                                                                                                                                 |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                         |