

Кроличья Моноклональная Антитела Против Катепсина G Для ВБ, Ифа - P08311

Артикул: CM0003693



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческого катепсина G, валидированная для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Распознает протеазу массой 29 кДа, участвующую в антимикробной активности и активации иммунных клеток. Предназначена для исследований в области иммунологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Катепсин G, кроличья мкАнт
Примечания/Синонимы	CG; CATG; Cathepsin G
Вид	Человек
ID гена (человек)	1511
ID гена	1511
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 156-255 человеческого катепсина G (NP_001902.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08311
Масса белка	29 кДа
Доставка	Холодильный пакет