

Кроличыи Поликлональные Антитела К Катепсину G Для Wb, Ihc-P, Elisa - P08311

Артикул: CM0014155



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к катепсину G, валидированные для методов WB, IHC-P и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения функций сериновых протеаз при воспалении, инфекциях и иммунных процессах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к катепсину G
Примечания/Псевдонимы	CG; CATG; Катепсин G
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1511
GeneID	1511
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 75-190 катепсина G человека (NP_001902.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P08311
Молекулярная масса	29 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом