


Моноклональное Антитело Против Катепсина L Для Wb, IHC-P, Elisa - P07711

Артикул: CM0006462



введение

Кроличье мАб к катепсину L для WB, IHC-P, ELISA. Распознает человеческий катепсин L (38 кДа). Важная тиоловая протеаза в лизосомах, процессинге антигенов и проникновении вирусов. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к катепсину L
Примечания/Псевдоним	MEP; CATL; CTSL1; Катепсин L
Вид	Человек
GeneID	1514
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого катепсина L (NP_001903.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07711
Молекулярный вес белка	38 кДа
Доставка	Сумка со льдом