

Поликлональное Антитело Против Катепсина L/V/K/H Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — P07711

Артикул: CM0018559



введение

Кроличье поликлональное антитело против катепсина L/V/K/H человека, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с белками человека и крысы. Подходит для изучения лизосомальной деградации, процессинга антигенов и механизмов проникновения коронавирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против катепсина L/V/K/H
Примечания/синонимы	MEP; CATL; CTSL1; катепсин L/V/K/H
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1514
Идентификатор гена	1514
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	P07711
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом