

Поликлональное Антитело К Катепсинам L/V/K/H Для Wb, If/Icc, Elisa - P07711

Артикул: CM0016372



введение

Поликлональное кроличье антитело против катепсина L/V/K/H человека, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований лизосомального протеолиза, проникновения вирусов и клеточной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к катепсину L/V/K/H
Примечания/синонимы	MEP; CATL; CTSL1; Катепсин L/V/K/H
Вид	Человек
GeneID (человек)	1514
GeneID	1514
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 114–333 катепсина L/V/K/H человека (NP_001903.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07711
Молекулярная масса белка	38 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом