

Кроличья Моноклональная Антитело Против Катепсина L/V/K/H Для Wb, IHC-P, Elisa — P07711/O60911/P43235/P09668

Артикул: CM0008338



введение

Кроличья моноклональная антитело, направленная против катепсина L/V/K/H, валидирована для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Обнаруживает полосу с молекулярной массой ~38 кДа. Лизосомная цистеиновая протеаза, участвующая в деградации белков и процессинге антигенов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Катепсин L/V/K/H, кроличья мкАт
Примечания/синонимы	MEP; CATL; CTS1; Cathepsin L/V/K/H
Вид	Человек
ID гена (человек)	1514
ID генов	1514/1515/1513/1512
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого катепсина L/V/K/H (P07711).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P07711/O60911/P43235/P09668
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементами