


Поликлональное Кроличье Антитело К Катепсину S Для Вб, If/Icc, If-P, Ihc-P, Ифа - O70370

Артикул: CM0028525



введение

Валидированное поликлональное кроличье антитело к катепсину S для ВБ, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ИФА на мышах и крысах. Катепсин S — лизосомальная тиоловая протеаза, участвующая в презентации антигенов MHC класса II и передаче сигнала зуд. Идеально подходит для исследований в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к катепсину S
Примечания/Альяс	Cats
Вид	Мышь
GeneID (человек)	1520
GeneID	13040
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 18-340 катепсина S мыши (NP_067256.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O70370
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	Холодильный пакет