

Моноклональное Антитело Против Катион-Независимого M6Pr (Igf2R) Для Wb, If/Icc, Elisa - P11717

Артикул: CM0005116



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого катион-независимого M6PR (IGF2R) для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходит для исследований лизосомного транспорта и сигналинга IGF2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Катион-независимый M6PR (IGF2R) кроличье mAb
Альтернативные названия	MPR1; MPR; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Катион-независимый M6PR (IGF2R)
Вид	Человек
ID гена	3482
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2392-2491 человеческого катион-независимого M6PR (IGF2R) (NP_000867.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11717
Молекулярный вес белка	274 кДа
Доставка	Ледяной пакет