

Поликлональные Антитела Против Катионнезависимого М6Пр (Igf2R) Для Вб, Иф/Икк, Ифа — P11717

Артикул: CM0018199



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на человеческий катионнезависимый М6ПР (IGF2R, CD222). Валидированы для ВБ, ИФ/ИКК и ИФА, проявляют реактивность с образцами человека, мыши и крысы. Подходят для исследований лизосомального траффика и сигнализации IGF.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к катионнезависимому М6ПР (IGF2R)
Примечания/алиасы	MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R; Cation-independent M6PR (IGF2R)
Вид	Человек
ID гена (человек)	3482
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 2327-2491 человеческого катионнезависимого М6ПР (IGF2R) (NP_000867.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11717
Молекулярная масса белка	274 кДа
Доставка	Холодильный пакет