

## Поликлональное Антитело Rabbit Polymab® Против Катион-Независимого M6Pr (Igf2R) Для Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P11717

Артикул: CM0006334



### введение

Высококачественное рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против катион-независимого M6PR (IGF2R), валидированное для WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований лизосомального траффика и сигнального пути IGF2.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье PolymAb® против катион-независимого M6PR (IGF2R)                                                                                     |
| Примечания/Алиасы         | MPR1; MPRI; CD222; CIMPR; M6P-R; MPR300; CI-M6PR; MPR 300; M6P/IGF2R                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                       |
| GeneID (человек)          | 3482                                                                                                                                          |
| GeneID                    | 3482                                                                                                                                          |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 2140–2300 человеческого катион-независимого M6PR (IGF2R) (NP_000867.3) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                        |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                       |
| Применение                | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                          |
| SWISS                     | P11717                                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка  | 274 кДа                                                                                                                                       |
| Доставка                  | Холодоизоляционный пакет                                                                                                                      |