


Моноклональное Антитело Против Кавеолина-1 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q03135

Артикул: CM0008957



введение

Мышьное моноклональное антитело, нацеленное на человеческий кавеолин-1 (VIP21, CGL3). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным кавеолином-1. Кавеолин-1 является ключевым структурным компонентом мембран кавеол, участвует в сигнальной трансдукции и транспорте липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышьное моноклональное антитело к кавеолину-1
Примечания/алиасы	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085
Вид мишени	Человек
ID гена (человек)	857
ID гена	857
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-80 человеческого кавеолина-1 (NP_001744.2).
Источник	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03135
Молекулярная масса белка	17 кДа/20 кДа
Доставка	Холодный пакет